

Floc-Kissen

Zur Trübungs-beseitigung und Langzeitflockung bei Sandfiltern

Anwendungsbereich:

Das in den Floc-Kissen enthaltene Flockmittel wird kontinuierlich über mehrere Tage an das Wasser abgegeben und bildet mit feinsten, normalerweise nicht filtrierbaren Schmutzteilchen grosse Flocken. Diese Flocken werden bei laufender Filteranlage auf dem Sandfilter zurückgehalten und beim Rückspülen beseitigt. Das Wasser wird kristallklar.

Enthält Aluminiumsulfat.

Vorteile:

- Spezielle Rezeptur ermöglicht die Entfernung von Eisen-, Mangan- und Kupferionen sowie von Phosphaten aus dem Wasser
- Verbessert die Filtrationswirkung erheblich
- Kristallklares Wasser
- Durch speziellen Zusatz besonders langsam löslich
- Langzeitwirkung durch kontinuierliche Flockmittelabgabe
- Optimal wirksam im pH-Bereich 7,0 – 7,4
- Temperaturunabhängig

Produktbeschreibung:

Langsam lösliche vorportionierte Flockmittelkissen.
Inhaltsstoffe: Enthält Aluminiumsulfat.

Anwendungsempfehlung:

Vor Zugabe pH-Wert auf 7,0–7,4 einstellen.

1 Floc-Kissen nach dem Rückspülen in den Skimmer oder Vorfilter der Pumpe legen. Nach Auflösung der Tabletten leeres Kissen entfernen und neues Floc-Kissen in den Skimmer oder Vorfilter der Pumpe legen.

Wichtige Hinweise:

Bei ungenügender Flockwirkung pH-Wert überprüfen und ggf. korrigieren. Evtl. Filter auf Wirksamkeit überprüfen (Sandverbackungen, Sandmangel). Sollte das Wasser nicht ganz klar werden, können organische Verschmutzungen die Ursache sein. Hier hilft nur eine Stossdesinfektion mit schnelllöslichem Chlor (Tabletten oder Granulat).

